

2025 年 6 月

お得意先 各位

株式会社サンコンタクトレンズ

角膜形状解析対応カスタムメイドレンズのご注文方法について

表題の件に関し、すでにご案内済みの内容になりますが、あらためてご案内させていただきます。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

記

- ご注文方法： (推奨) 印刷されたプラチド写真※の郵送によるご注文方法の使用
※ プラチドレフケラトメータ PR-8000 で撮影された画像データをキャノン社製
フォトプリンタ SELPHY (または三菱社製 CP30D) にて印刷されたもの
- 対象レンズ： PR-8000 使用による角膜形状解析対応カスタムメイドレンズ
- そ の 他： (経緯等)
2019 年 PR-8000 の販売終了・メンテナンス終了時期および
E メールオーダーCLOS-EM※終了 (予定) のお知らせ
2020 年 PR-8000 販売終了
2025 年 PR-8000 メンテナンス終了
2025 年 CLOS-EM 受付終了
※ CLOS-EM カスタムレンズメールオーダーシステム ソフトウェア

CLOS-EM は最終プログラムリリース以降、更新を行っておらず、今後、システム環境の変化などによる不具合が発生した場合に対応ができなくなるため、プラチド写真の郵送によるご注文への変更を推奨。(2019 年 8 月案内済)

過去に画像解析にてカスタムメイドレンズのご注文をいただいている方のレンズ再作成につきましては、ご了解いただける場合に限り、弊社で保管している過去に撮影した画像を利用し、指定された規格にもとづいて再解析は可能です。